

Modélisation d'une instabilité

Oscillateur de Duffing

M63

Généralités


Le dispositif suivant est une plaquette qui permet de *modéliser de façon analogique* une équation différentielle du second ordre. En particulier, suivant les branchements que l'on réalise, il permet d'obtenir les solutions de *l'équation non linéaire* du « pendule pesant inversé » :

$$mI^2\ddot{\theta} = mgI\sin\theta - k\theta - \lambda\dot{\theta} \quad \text{ou, plus exactement avec le développement du 3}^{\text{ème}} \text{ ordre du } \sin\theta \text{ soit :}$$

$mI^2\ddot{\theta} = mgI(\theta - \theta^3/3) - k\theta - \lambda\dot{\theta}$ La plaquette permet l'étude des oscillations pour une excitation sinusoidale ce qui correspond alors à l'équation de Duffing du type :

$$\ddot{x} + rx + \alpha\dot{x} + \beta x^3 = f \cos \omega t$$

Schéma et caractéristiques du dispositif



- Le dispositif doit être alimenté par une source +15 V, -15 V
- Le premier module permet de réaliser l'équation :

$$\frac{d^2 X}{dt^2} + \frac{1}{R1C} \frac{dX}{dt} - \frac{1}{R^2 C^2} V2 = \frac{V1}{R^2 C^2}$$

- Le deuxième module permet l'obtention de αX , $-X^2$ et $\text{phi}(X) = \alpha X - 0,1X^3$
- On doit réaliser les connexions qui permettent de modéliser l'équation désirée, en particulier pour l'équation de Duffing, il faut :
 - appliquer à l'aide d'un GBF la tension $V1 = V_m \cos \omega t$
 - connecter la sortie donnant $\alpha X - 0,1X^3$ à l'entrée V2 (α est réglable de -1 à +1)
 - il faut réaliser également les connexions sortie « x » du premier module et entrée « x » du second.